



**KiilTO  
PRO**

**KiilTO  
PRO**

**ERISAN  
OXY+**

# DESINFEKTION AF MEDICINSK UDSTYR i enkeltpakkede portionsbreve

Erisan Oxy+ er et effektivt desinfektionsmiddel til desinfektion af medicinsk udstyr. De enkeltpakkede portionsbreve består af granulat, der ved opblanding i vand, genererer de aktive stoffer hydrogenperoxid og pereddikesyre.

Produktet er velegnet til sarte overflader og materialer og egner sig til præ-desinfektion af invasive enheder og instrumenter forud for maskinel vask og desinfektion. Bør ikke anvendes på kobber, sølv og messing. Desinfektionsmidlet kan også benyttes i sundhedssektoren til desinfektion af overflader og instrumenter samt områder kontamineret med kropsvæsker. Produktet er ideelt til desinfektion af tekstiler anvendt inden for sundhedssektoren, og som vaskes ved 40-60 °C på normalt vaskeprogram.

Erisan Oxy+ egner sig ligeledes til desinfektion af tandproteser og dentale sugesystemer og kan bruges som desinfektionsmiddel i ultralydsrensere.

Hvert brev indeholder en enkeltdosis på 50 g, hvilket gør det nemt at opnå det ønskede blandingsforhold (2-5%).  
Se skema på bagsiden.

Brugsanvisning: Bland produktet med rent og varmt vand (30-40°C). Granulatet opløses hurtigere ved omrøring. Når pulveret er opløst, er desinfektionsmidlet klart til brug. Udskift den brugte opløsning hver dag.  
Ren, ubrugt opløsning (2%) kan anvendes i op til 7 dage.  
Ren, ubrugt opløsning (5%) kan anvendes i op til 2 dage.



# Dokumentation

Den antimikrobielle effekt af Erisan Oxy+ er verificeret i henhold til følgende tests:

- EN 13727 bakterier
- EN 13697 bakterier og svampe
- EN 13624 svampe
- EN 14348 tuberkulose og mykobakterier
- EN 13704 sporer
- EN 17126 sporer (C. diff)
- EN 14476 virus (noro-, adeno- og poliovirus)
- EN 14561 bakterier
- EN 14562 gærsvamp
- EN 14563 tuberkulose og mykobakterier
- EN 16615 bakterier og gær
- EN 16616 (60 C° desinfektion af tekstiler: bakterie-, svampe- og mykobakteriedræbende effektivitet, 40 C° testet på staph. aureus).

Produktet er vurderet egnet af CEI til high-level desinfektion (Se tabel, brugsanvisning)

	Erisan Oxy+	Opløsning	Note	Holdbarhed for ubrugt opløsning
Desinfektion af overflader og medicinsk udstyr	1 brev/2,5 liter vand	2%	Bakterier, noro- og adenovirus, gærsvampe 2% fungi 5%	7 dage
	1 brev/1 liter vand	5%		2 dage
Områder kontamineret med kropvæsker	1 brev/2,5 liter vand	2%	2-step	7 dage
	1 brev/1 liter vand	5%	1-step	2 dage
Desinfektion af instrumenter (henstand) og tandproteser	1 brev/2,5 liter vand	2%	Bakterier, mykobakterier, noro- og adenovirus, gær 2% i 30 min. Eller 5% i 15 min. I tildækket beholder. Skyl efter med rent vand.	7 dage
	1 brev/1 liter vand	5%		2 dage Udskift dagligt eller oftere ved behov
High Level desinfektion	1 brev/1 liter vand	5%	30 min. (polio og sporer). Skyl med rent eller sterilt vand.	2 dage. Brug kun opløsningen en gang.
Ultralydsrensere	1 brev/2,5 liter vand 1 brev/1 liter vand		30 min. (total iblødlægningstid), skyl 15 min. (total iblødlægningstid), skyl Brug 1 liter færdigblandet opløsning, skyl af næste morgen.	Udskift dagligt
Dentalt sugesystem	1 brev/2,5 liter vand		Vaskemaskine, 40-60°C på normalt vaskeprogram (5 kg vasketøj)	